

# TEST DE TIEMPOS DE BRONCEADO EN CABINAS UVA

<b>TIPOLOGÍA</b>	<b>INDICE 1</b>	<b>INDICE 2</b>	<b>INDICE 3</b>	<b>INDICE 4</b>
<b>COLOR DEL CABELLO</b>	<b>PELIRROJO</b>	<b>RUBIO</b>	<b>CASTAÑO</b>	<b>NEGRO</b>
<b>COLOR DE LOS OJOS</b>	<b>AZULES / VERDES</b>	<b>VERDES CASTAÑO</b>	<b>MARRONES</b>	<b>NEGROS</b>
<b>TONO DE PIEL</b>	<b>MUY CLARA</b>	<b>CLARA</b>	<b>MEDIA</b>	<b>OSCURA</b>
<b>MANCHAS Y PECAS</b>	<b>MUCHAS</b>	<b>BASTANTES</b>	<b>POCAS</b>	<b>NINGUNA</b>
<b>NIVEL DE BRONCEADO</b>	<b>NUNCA</b>	<b>MINIMO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>INTENSO</b>
<b>RESISTENCIA AL SOL</b>	<b>QUEMADURAS Y DOLOR</b>	<b>QUEMADURAS Y PELADO</b>	<b>RARA VEZ SE QUEMAN</b>	<b>RESISTENTES, NO SE QUEMAN</b>

<b>MODO DE USO DE LA TABLA</b>	<b>Ejemplo:</b>	<b>Tipología</b>	<b>Sumatorio</b>
<p>Para determinar el tiempo de exposición UVA, sumar los números de los índices de las tipologías seleccionadas, la suma total indicará los minutos aproximados que puede durar la sesión.</p> <p>Este Test es orientativo, en caso de necesitar determinarlo con mayor exactitud consulte con un profesional para realizar un estudio exhaustivo del tipo de piel, y observe cuidadosamente las indicaciones del fabricante de la máquina UVA.</p>		Cabello rubio	Indice +2
		Ojos azules	Indice +1
		Tono de piel, clara	Indice +2
		Manchas o pecas, bastantes	Indice +2
		Nivel de bronceado , medio	Indice +3
		Resistente a quemaduras y pelado	Indice +2
		<b>TIEMPO DE SESION</b>	<b>MINUTOS 12</b>

**NOTA :** Los cálculos han sido determinados para máquinas de bronceado UVA con tubos de 100W y en un número no superior a 50 unidades.